



**SHUTTLE**  
**DISCOVERY<sup>®</sup>**

*Opieka ortopedyczna w dobrym stylu*



[www.reha-ort.pl/wozek\\_shuttlediscovery](http://www.reha-ort.pl/wozek_shuttlediscovery)

## Zapewnij swojemu dziecku dobry start. Dzięki szybkiej interwencji.

Naszym celem jest umożliwienie prowadzenia rodzicom aktywnego, dynamicznego trybu życia. Uzyskaj spokój wiedząc, że wszystkie specjalne potrzeby twojego dziecka są utrzymane dzięki naszemu rozwiązaniu. To najlepszy start dla twojego dziecka.

Nasza misja...  
Twój DISCOVERY



### Użytkowanie

**Wózek**  
Elegancki wygląd stylowej lekkiej spacerówki.



### Czas dla rodziny

**Podstawa mobilna**  
Regulowane w górę i dół siedzisko z podstawką.



### Nauka & Gry

**Podstawa statyczna**  
Regulowana podstawa. Odpowiedni do integracji z rodziną i przyjaciółmi.



### Odpoczynek

**Moon-rock kołyska**  
Baza do gier, zabaw i odpoczynku.





## Jedno siedzenie - Wiele dodatków

Naszym celem jest aby zadbać o dziecko w przeciągu całego dnia korzystania z wózka. Dlatego siedzisko Discovery może być podłączone do 4 różnych modułów. Co daje nam kompatybilność i oszczędność.


Zaprojektowany specjalnie dla niemowląt i dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat. Siedzisko Discovery umożliwia terapie optymalizacji postawy siedzenia dla dzieci od najmłodszych lat. Zaczynaj terapię z siedzeniem Discovery zanim problem twojego dziecka stanie się bardzo poważny.

Discovery to innowacyjny i wszechstronny system siedzisk zarządzający postawą siedzenia, który idealnie dopasuje się do codziennych zajęć dziecka. Czy to jest dzień z rodziną czy chodzenie do przedszkola, zabawa u babci lub po prostu relaks z rodziną w domu. Discovery uczyni życie zabawą.

## Właściwości ortopedyczne


- Zapewnia optymalną pozycję siedzącą, więc dziecko może angażować się w codzienne działania.
- System dodatków zapewni specyficzne wymagania i dopasowanie dla danego dziecka.
- Discovery został uznany przez międzynarodową grupę terapeutów jako siedzisko idealne dla dzieci niepełnosprawnych czy upośledzonych.
- Siedzisko może być podstawowe lub z kompletem dodatków i modułów w zależności od potrzeb dziecka.

### Moduły konfiguracyjne




W zależności od tego, co potrzebuje dziecko, fotelik można łatwo konfigurować.

### Gładkie przechylenie



Zakres przechylenia od 90° do 40°. Unikalna funkcja, która jest integralna z siedziskiem. Nie zależnie jakiego nachylenia wybierzesz to siedzisko zostaje w takiej pozycji jaką ustawił terapeuta. Mechanizm połączony jest pod siedziskiem co oznacza, że jest mniej ruchomych części.

### Układane oparcie



Dziecko może być umieszczone i zapięte w pozycji od 90° do 160° nachylenia. Ergonomiczny i biomechaniczny system, który zmniejsza wcinanie się skóry.

### Podnózek

Ergonomiczny podnózek regulowany w pobliżu stawu kolanowego dziecka. Pokrętło regulacyjne znajduje się z tyłu fotela aby optymalnie regulować podnóżkiem podczas użytkowania.

### Oparcie

Regulowana wysokość oparcia z podporami bocznymi zapewniają bezpieczeństwo i komfort. Boczne oparcia siedziska zapewniają odpowiednie ułożenie miednicy dziecka.

### Zdejmowane pokrowce

Wszystkie pokrowce można zdejmować i prać w pralce. Pokrowce z siateczką zapewniają cyrkulację powietrza i "oddychanie" materiału.




*Ocean*



*Calypso*



*Mango*



## Wózek - nowoczesny designe

Wózek jest skonstruowany aby swobodnie przemieszczać się na zewnątrz i wewnątrz budynku. Wózek jest lekki i łatwy w manewrowaniu w ciasnych miejscach. Łatwy i unikalny system mocowań pozwala aby dziecko siedziało przodem lub tyłem do kierunku jazdy.

## Właściwości

- Elegancki wygląd czterech kół.
- Bardzo lekki w trybie pojedynczym i na rolkach.
- Podwójny system zawieszenia przednich kół.
- Możliwość zainstalowania drugiego siedziska dla drugiego dziecka.
- 6 pozycji regulacji wysokości uchwytu.
- Przycisk hamulca w zasięgu ręki.
- Bardzo elastyczne i kompaktowe składanie. Po złożeniu stoi w pozycji pionowej.
- Certyfikat transportu w pojeździe ISO 7176-19 gdy siedzisko jest używane w wózku.

### Przodem lub tyłem



Dziecko może jeździć przodem lub tyłem do otoczenia.

### Elegancki i kompaktowy



Atrakcyjnie zakrzywiona i zwarta rama.

### Hamulec w zasięgu ręki



Wygodny hamulec w ręce zapewni szybką reakcję hamowania wózkiem.



*Jet Black*



*Ink Black*



### *Kompaktowe złożenie*



Przed złożeniem drugie siedzisko musi być zdjęte.

### *Certyfikat transportu*



Discovery posiada certyfikat ISO 7176-19 dla bezpiecznego transportu w pojazdach. (Tylko rama wózka z siedzeniem)

### *Przyjazny zabawie*



Rodzice będą mogli korzystać z życia razem z funkcjonalnym i nowoczesnie wyglądającym wózkiem Discovery.



## *Wózek - dwa w jednym!*

Jeżeli planujesz mieć drugie dziecko lub je już masz. To wystarczy zamontować drugie siedzisko (dodatkowe akcesorium). W wózku znajdują się gniazda to montażu drugiego siedziska.

## *Właściwości*

- Linia funkcjonalności i stylu gdziekolwiek jesteś.
- Osłona przeciwsłoneczna i siedzisko w zestawie.
- Pochylane siedzisko idealne na drzemkę dla twojego dziecka.
- Certyfikat bezpieczeństwa maksymalnej wagi do 25 kg.
- Ochrona na każdą pogodę dzięki pokrywie na wózek.

# Podstawa statyczna

Baza do nauki, zabawy

ŁATWE DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCI



## Właściwości

Prosta regulacja siedziska pozwala na łatwe i wygodne użytkowanie w przedszkolu czy szkole.

Małe nóżki siedziska pozwalają na lepszą integrację w przedszkolu czy szkole.

Niska pozycja siedzenia pozwala na interakcję z innymi dziećmi, pomaga w nauce w przedszkolu.

Minimalistyczna konstrukcja podstawy umożliwia zmieszczenie się siedziska przy stołach w przedszkolu czy w szkole. Pozwala to dziecku pracować w grupie.

# Podstawa mobilna

Wysoki i niski poziom siedzenia

SZYBKIE I ŁATWE DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCI



## Właściwości

Funkcja regulacji wysokości umożliwia opiekunowi w łatwy i szybki sposób odpowiednie dostosowanie wysokości do potrzeb.

Podstawa możliwa spożywanie posiłków oraz miejsce do zabawy i nauki.

Szeroka gama regulacji wysokości siedziska pozwala na dostosowanie go do takiej samej wysokości co meble czy szkolne ławki. Pozwala to na utrzymanie tej samej wysokości co reszta członków rodziny czy przyjaciół.

# Moon-rock kołyska

Unikalne płozy

BLOKADA BUJANIA



## Właściwości

Kołysanie zapewnia stymulację ruchu oraz poczucie bezpieczeństwa i relaks. Możliwość zablokowania bujania daje nam statyczne stabilne siedzenie.

Kołyska jest alternatywnym rozwiązaniem do domu. Dzięki niej mamy stabilne siedzisko i kołyskę do relaksu, odpoczynku dla dziecka.

## Siedzenie Discovery

Głębokość siedziska	13 – 30cm
Szerokość siedziska	13 – 27cm
Długość podnóżka	14 – 28cm
Wysokość oparcia	45 – 58cm
Wysokość paska na ramiona	24 – 39cm
Kąt nachylenia oparcia	90° - 160°
Przeźreń po nachyleniu oparcia	12 – 25cm
Kąt nachylenia siedziska	0° - 40°
Maksymalne obciążenie	25kg
Waga	7.5kg
Rozmiar po złożeniu	L56 x W33 x H14cm

## Wózek

Wysokość przycisku hamulca	77 – 109cm
Szerokość ramy	65cm
Długość ramy	93cm
Średnica przedniego koła	23.5cm
Średnica koła tylnego	30cm
Wymiary po złożeniu	L84 x W65 x H31cm
Waga (włącznie z kółkami)	12.5kg
Maksymalne obciążenie siedziska	25kg
Maksymalne obciążenie drugiego siedzenia	15kg
Maksymalne obciążenie wózka	55kg

## Podstawa statyczna

Szerokość ramy	43cm
Długość ramy	63cm
Wysokość ramy	17 – 28cm
Wysokość siedzenia od podłogi	22 – 32cm
Waga	2.5kg
Maksymalne obciążenie siedzenia	25kg

## Podstawa mobilna

Szerokość ramy	61cm
Długość ramy	73cm
Wysokość ramy	54cm
Wysokość siedzenia od podłogi	38 - 68cm
Waga	9.2kg
Maksymalne obciążenie siedzenia	25kg

## Moon-rock kołyska

Szerokość ramy	41cm
Długość ramy	71cm
Wysokość ramy	27.5cm
Wysokość siedzenia od podłogi	34cm
Waga	3.4kg
Maksymalne obciążenie siedzenia	25kg


## Akcesoria



**Opcje poduszki**  
Standardowa płaska & Regulowana podstawa poduszki



**Peloty piersiowe**  
Wyprofilowane w kształcie łeski lub podłużne peloty



**Klin odwodzący**  
Wyprofilowany klin odwodzący



**Opcje zagłówka**  
Peloty zagłówka & Zagłówek potyliczny



**Modyfikacje siedziska**  
Kliny barkowe pronujące, Podgięcie łędźwiowe, Kliny krętażowe, Klin udowy.



**5 punktowe pasy z napinaczem**



**5 punktowe szelki:**  
- małe  
- duże



**Pas biodrowy**  
2 punktowe lub 4 punktowe



**Kamizelka piersiowa**



**Stabilizatory kostki**  
- stabilizatory na kostki  
- pasy na stopy



**Podnóżek**  
- wyścielenie podnóżka  
- pokrowiec podnóżka



**Opcje tacki**  
3 - stopniowa regulacja tacki & Wczipiany pałag



**Osłona przed słońcem**  
Osłania jak dziecko siedzi przodem i tyłem do kierunku jazdy



**Osłona na każdą pogodę**  
Osłona na silny wiatr i deszcz & Osłona przeciwsłoneczna



**Drugie siedzenie**

## O nas

Firma REHA-ORT s.c. Zajmuje się sprzedażą i dystrybucją markowego sprzętu medycznego i ortopedycznego.

Od wielu lat pracujemy jako czynni fizjoterapeuci z dziećmi z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego dlatego też specjalizujemy się w doborze i dopasowaniu odpowiedniego sprzętu właśnie

dla dzieci. W swojej bogatej ofercie posiadamy także szeroką gamę produktów dla osób dorosłych.

Naszym priorytetem jest indywidualne podejście do klienta aby dobierany przez nas sprzęt był jak najlepiej dopasowany do potrzeb i możliwości funkcjonalnych pacjenta. Większość oferowanego przez nas sprzętu możecie Państwo u nas przymierzyć.

Posiadamy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i realizujemy zlecenia z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego z całej Polski.

U nas zawsze można skorzystać z fachowej porady specjalisty z zakresu fizjoterapii telefonicznie lub on-line od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 -17.



WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

REHA-ORT s.c.

Krzysztof Przybylski, Radosław Bojko

ul. Grudzińskich 8 77-400 Złotów

tel. 602 779 704 e-mail: sklep@reha-ort.pl

www.reha-ort.pl

NIP: 767-166-38-89



The Reha-Ort Discovery is the subject of design rights and copyright. Patents Pending.



EC	REP
BEO MedConsulting Berlin GmbH Helmholtzstr. 2-9 10587 Berlin Germany Tel: +49-30-318045-51	

[www.reha-ort.pl/wozek\\_shuttlediscovery](http://www.reha-ort.pl/wozek_shuttlediscovery)