

improving people's lives

Quickie LIFE

Prezentacja handlowa
Październik 2010



POUFNE — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Nie wprowadzać do obiegu

- **DLACZEGO?**
 - W celu wypełnienia luki między wysokiej klasy a standardowymi składanymi wózkami aktywnymi.
- **DLA KOGO?**
 - Składany wózek ze stałą krawędzią przednią lub odchyleniem, przeznaczony dla nowoczesnych, aktywnych użytkowników, zasługujących na lekki produkt o stylowym wyglądzie.
- **CO?**
 - Lekki, składany wózek o nowoczesnym i stylowym wyglądzie, oferujący szeroki zakres regulacji i kluczowe, aktywne opcje dla optymalnego pozycjonowania.
- **I?**
 - Trwałość w aktywnym ŻYCIU
- **W JAKI SPOSÓB?**
 - Końcowy użytkownik uzyskuje lekki produkt o imponującym wyglądzie
 - Prosty i łatwy do przepisania przez lekarza
 - Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla dystrybutorów — doskonała możliwość konfiguracji dla użytkownika, doskonała relacja koszt-oferta dla dystrybutorów i instytucji ubezpieczenia zdrowotnego

Quickie LIFE® to aktywny wózek dla ambitnych, zapewniający najmniejszy ciężar i najlepszą ergonomię w swojej klasie, co umożliwia optymalizację mobilności przy korzystnej cenie.

- **Nowoczesny wygląd** — aktywna konstrukcja ramy z opcjonalnymi anodyzowanymi kolorami przyciągają nowoczesnych, aktywnych użytkowników.
- **Osiągi** — sztywna konstrukcja ramy i szeroki zakres regulacji zapewniają optymalne właściwości jezdne, a rozbudowane opcje — wysoką stabilność.
- **Mały ciężar** — lekka rama z elementami opcjonalnymi o zredukowanym ciężarze z modelu Helium
- **Szeroki zakres kluczowych możliwości regulacji i elementów opcjonalnych** — wszystko, co jest potrzebne w przypadku większości recept dla aktywnych, dorosłych użytkowników, praca lekarzy przepisujących staje się prosta i łatwa.

Najbardziej ekonomiczny aktywny wózek inwalidzki, oferujący mały ciężar i nowoczesny wygląd!





- Wersje z odchyleniem i stałą krawędzią przednią, o nowoczesnej i lekkiej konstrukcji ramy, oparte na wypróbowanej koncepcji Easy.
- Odchylenie: 12,9 kg, stały przód: 12,4 kg (w powyższej specyfikacji)
- Trójramienny krzyżak w górnej części ramy, zawsze w kolorze czarnym
- Różnokolorowe opcje widełek oraz podpór osi, umożliwiające indywidualizację wyglądu



POUFNE — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów.
Nie wprowadzać do obiegu

- Szerokość siedziska i głębokość siedziska 36 – 50 cm, ze skokami 2 cm:
 - Stały przód: 4 długości ram: 36 – 40 cm, 42 – 44 cm, 46 – 48 cm, 50 cm
 - Odchylenie: 3 długości ram: 36 – 40 cm, 42 – 44 cm, 46 – 50 cm
- Wysokości siedziska
 - Przód: 43 – 52 cm
 - Tył: 40 – 51 cm
- Wysokości oparcia: 25 – 47,5 cm ze skokami 2,5 cm
 - Standardowe (długie i krótkie), składane uchwyty do popychania o regulowanej wysokości
 - Regulowana tapicerka w Helium (standardowa i wentylowana)
- Tylne koła: uniwersalne 22“ i 24“, modelowe 24“, lekkie 22“ i 24“ oraz Spinergy 24“
- Kółka samonastawne 4“ – 7“
- Waga użytkownika 125 kg, poddano badaniom zderzeniowym (które wykazały wytrzymałość na poziomie przekraczającym zwykle wymagania dla wózków aktywnych)

- Oparcie
 - Standardowo stałe oparcie 90°
 - Oparcie z regulacją kąta: od -9° do +9° (Easy max)
 - W połowie składane oparcie w połączeniu z długimi standardowymi uchwytami do popychania.
- Wieszaki:
 - Wieszaki 70° i 80° Quickie i HeliX
 - ELR HeliX
- Podłokietniki:
 - Osłona boczna stolika Neon w 5 wersjach (stała, regulowana wysokość, bez lub z krótką/długą podkładką), w kolorze ramy
 - Nowy jednosłupkowy podłokietnik US z regulacją wysokości
- Osłony boczne:
 - Aluminiowe, z błotnikiem i bez, w kolorze ramy
 - Nowa kompozytowa osłona boczna US



Kluczowe z punktu widzenia sprzedaży punkty

- Nowoczesny i aktywny wygląd
- Mały ciężar i wytrzymałość
- Szeroki zakres kluczowych opcji, umożliwiający przepisywanie osobom aktywnym

Inne ważne komunikaty

- Uniwersalny produkt w ramach linii Easy — doskonała jakość za dobrą cenę! Skupienie na kluczowej grupie użytkowników
 - Alternatywy: w przypadku stylu nowoczesnego (Neon) dysponujemy najszerszym zakresem opcji w branży!

